

## **PRÁCTICA DE LABORATORIO MÁQUINA DE ATWOOD CON POLEA**

### **OBJETIVO**

Medir de manera indirecta la aceleración de la gravedad en el laboratorio.

### **SISTEMA EXPERIMENTAL**

#### **Materiales requeridos.**

- Prensa universal + varilla + nuez.
- Cuerda liviana y resistente de 1m.
- Balanza
- Portapesas + pesas.
- Cinta métrica o flexómetro
- Cronómetro de Laboratorio (CronoLab) + Polea
- Celular con SO Android para instalar aplicación CronoLab (estudiante)
- Computador con Excel (estudiante).

#### **Montaje Experimental.**

El sistema experimental se muestra en el esquema de la figura 2.



**Figura 2: Esquema ilustrativo del montaje experimental y sus principales elementos.**


### **CONSIDERACIONES TEÓRICAS**

Un sistema mecánico sometido a una fuerza constante se mueve con aceleración constante. Si el sistema está inicialmente en reposo en el origen, las ecuaciones de movimiento son:

$$v = at, \quad (1)$$

$$x = \frac{1}{2}at^2, \quad (2)$$

donde  $\mathbf{v}$ ,  $\mathbf{a}$  y  $\mathbf{x}$  son la velocidad, la aceleración y la posición del sistema;  $\mathbf{t}$  es el tiempo. Ahora vamos a encontrar la aceleración del sistema.



**Figura 3. Máquina de Atwood**

La figura 3 muestra el diagrama de la máquina: dos masas  $m_1$  y  $m_2$ , unidas por una cuerda inextensible y ligera, cuelgan de una polea de momento de inercia  $I$  y radio  $R$ . La aceleración del sistema, ignorando las fuerzas de fricción, se puede calcular por consideraciones de energía. Sean, en un instante dado:

- $h_1$  y  $h_2$ : las alturas de las masas respecto a un nivel de referencia;
- $\mathbf{v}$ : la rapidez de las masas;
- $\omega$ : la velocidad angular de rotación de la polea.

La energía mecánica total del sistema, la suma de las energías cinética y potencial, es:

$$E = \frac{1}{2}(m_1 + m_2)v^2 + \frac{1}{2}I\omega^2 + g(m_1h_1 + m_2h_2)$$

Ignorando el efecto disipativo de la fricción en los rodamientos, hay conservación de la energía mecánica, esto es  $dE/dt = 0$ . Derivando con respecto al tiempo e igualando a cero:

$$\frac{dE}{dt} = (m_1 + m_2)v\frac{dv}{dt} + I\omega\frac{d\omega}{dt} + g\left(m_1\frac{dh_1}{dt} + m_2\frac{dh_2}{dt}\right) = 0$$

Como  $a = \frac{dv}{dt}$ ,  $\omega = \frac{v}{R}$ ,  $\alpha = \frac{d\omega}{dt}$ , Con  $m_1 > m_2 \rightarrow \frac{dh_2}{dt} = v = -\frac{dh_1}{dt}$ , se obtiene la ecuación de movimiento:

$$\left(m_1 + m_2 + \frac{I}{R^2}\right)a + g(-m_1 + m_2) = 0,$$

que da para la aceleración del sistema:

$$a = \frac{m_1 - m_2}{m_1 + m_2 + \frac{I}{R^2}} g \quad (3)$$

Considerando la polea como un disco uniforme tenemos que  $I = \frac{1}{2} m_{polea} R^2$ . De esta forma,


$$a = \frac{m_1 - m_2}{m_1 + m_2 + \frac{m_{polea}}{2}} g \quad (4)$$

En el caso particular de despreciar la masa de la polea, la aceleración es:

$$a = \frac{m_1 - m_2}{m_1 + m_2} g \quad (5)$$

## PROCEDIMIENTO

- Tome para la masa de la polea el valor de 10g. El radio de la polea por donde pasa la cuerda es 24.5mm y el ángulo en radianes entre agujeros por donde pasa la luz laser es  $2\pi/18$ . Esto permite calcular la longitud de arco como  $s = R\theta$ , equivalente al desplazamiento lineal.
- Con los portapesas sin pesas, el sistema no debe acelerar. Para la primera medida agregue una masa aproximada entre 8g a 10g al portapesas  $m_1$  para que se cumpla que  $m_1 > m_2$ . Mida en la balanza los valores de  $m_1$  y  $m_2$  y registre.
- Programe el número de registros (memorias) del cronómetro en 70 y el modo de medición como se indica en la figura.



- Ubique la masa  $m_1$  en la posición inicial, manténgala quieta y asegúrese que la luz láser pase a través de un agujero. Luego, presione medir y suelte la masa teniendo cuidado en detenerla antes de que golpee la mesa. Lleve los datos registrados a la tabla en la hoja electrónica. Verifique la siguiente sección de **ANÁLISIS** y **obtenga el valor de la gravedad antes de continuar con las demás mediciones.**
- Repita el procedimiento anterior 5 veces, aumentando entre 4g a 5g aproximadamente el valor de  $m_1$  y dejando fijo  $m_2$ . Verifique en tiempo real

que todas sus mediciones son correctas. De ser necesario, repita algunas mediciones.

- La distancia  $x$  recorrida por la masa se puede calcular como  $x = ns$ , donde  $n$  representa el número de la medida registrada por el cronómetro y  $s$  es el arco de circunferencia de la polea entre agujeros. Es decir, en instante  $t_1$ , la masa habrá recorrido una distancia  $s$ ; en  $t_2$  una distancia  $2s$ ; en  $t_3$  una distancia  $3s$  y así sucesivamente.

## ANÁLISIS

- Es necesario utilizar una hoja de Excel para analizar la información.
- Determine la incertidumbre debida a la forma de obtener el valor de  $x$ .
- Grafique  $x$  vs  $t$ , para cada conjunto de valores obtenidos con una determinada combinación de masas y por medio de un ajuste y obtenga el valor de la aceleración  $a$  en cada caso.
- Registre en la tabla de la hoja electrónica los valores correspondientes al cálculo

$$\Phi = \frac{m_1 - m_2}{m_1 + m_2 + \frac{m_{polea}}{2}}$$

- Grafique  $a$  vs  $\Phi$ . Realice un ajuste lineal y obtenga el valor de  $g$  y su dispersión.

Demuestre la ec. (3) a partir de consideraciones de dinámica newtoniana.

**Tabla 1. Datos Máquina de Atwood con polea**

Masa polea, $m_p$					
Radio de la Polea, $R_p$					
	Medición 1	Medición 2	Medición 3	Medición 4	Medición 5
m1	±	±	±	±	±
m2	±	±	±	±	±